



**Acceso a Vena Yugular Interna:**  
• Anterior • Central • Posterior  
**Acceso a Vena Yugular Externa**  
**Acceso a Vena Subclavia:**  
• Infraclavicular • Supraclavicular



### Life/form® Simulador de Canulación Venosa Central\*

Diseñado para aprender y practicar las técnicas de CVC, este simulador está dirigido al área médica de emergencia. Para quienes participan en SVCA o en SVAT, este es el entrenador ideal. Anatómicamente preciso, la palpación es la misma que en un paciente. La incisión esternal, el esternocleidomastoideo, la clavícula y otras características vuelven un gusto usar este simulador. Entre sus características están una sección de músculo y hueso reemplazables, la subclavia, la yugular interna y externa y la carótida. Puede usarse un catéter de Swan-Ganz, y cambiar los catéteres internos es muy fácil. El cuello se inclina, lo que facilita mucho la identificación visual de las marcas. La incisión esternal "se hunde" 1-1.5 cm al palparla. Las marcas externas e internas se correlacionan con las de un paciente. El simulador, modificado para cumplir las normas de SVCA y SVAT, se ha acreditado en el área de emergencia. Forrest M. Gridley, Médico Asistente, con Maestría, asesoró este proyecto. Incluye bolsas para suministro de fluidos, piel reemplazable, agujas, un cuarto de Life/form® sangre e instructivo, en estuche rígido. No se incluye percha para suministro de fluidos. Tres años de garantía. Medidas: 20" x 17" x 10" (51 x 43 x 25 cm). Peso 23 lbs. (10.43 kg).

LF01087U

### ARTÍCULOS DISPONIBLES

#### Juego Reparador de Piel\*

Extienda la vida de la piel de reemplazo con este tratamiento. Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).

LF01112U

#### Juego de Tubos de Reemplazo\*

Cada juego consta de una vena subclavia, una yugular interna, una yugular externa y conectores. Seis juegos. Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).

LF01113U

#### Piel de Reemplazo para CVC\*

LF01079U Peso 3.75 lbs (1.70 kg.)

#### Juego de Reemplazo del Simulador CVC\*

Incluye piel y venas. Peso 3 lbs. (1.36 kg).

LF01078U

#### Juego de Reemplazo de Hueso y Músculo del Simulador CVC\*

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).

LF01093U

#### Percha para el Suministro de Fluidos\*

28" (71 cm) de altura, base de 5" x 8" (12 x 20 cm), varilla de acero con gancho de 5/16" (1 cm). Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).

LF01022U

#### Juego de Suministro de Fluidos\*

Incluye bolsa para suministro de fluidos con tubo y una junta. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).

LF01098U

#### Sangre Venosa\*

LF00845U Un cuarto. Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).

LF00846U Galón. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

## Life/form® Simulador de Cateterismo Cardíaco



Para consejos sobre piel y venas de reemplazo, escanee este código con su dispositivo móvil.



#### Acceso a:

• Yugular • Periférica (Fosa antecubital) • Subclavicular

### Life/form® Simulador de Cateterismo Cardíaco para Nutrición Parenteral Total (NPT) y Cateterismo Venoso Central\*

Ahora puede entrenar a residentes y personal en las técnicas del cateterismo venoso central con el Life/form® Simulador NPT. Todas las marcas son palpables para identificar los puntos de inserción. La piel del hombro se quita para dejar ver la musculatura diseccionada y localizar venas, arterias, etcétera. Con la piel puesta, puede insertar el introductor de aguja. La sensación es realista. Se suministra sangre artificial para confirmar la ubicación del pinchazo cuando sube la "sangre". Los catéteres venosos pueden deslizarse una vez que el introductor se ha insertado bien. Puede usar un catéter de Swan-Ganz. La piel y las venas resistirán repetidos pinchazos para entrenar a docenas de miembros del personal. En cuanto se desgastan, las Life/form® piel y venas se reemplazan. También practique el cuidado del punto de punción y la administración parenteral de fluidos; cómo medir la presión venosa central; las técnicas de vendaje sin temor a infectar o causar daños al paciente. En los programas de entrenamiento médico de emergencia, practique la entrega de grandes volúmenes de fluidos en trauma, y la inyección de acción rápida, como se requiere en los procedimientos de apoyo a la vida cardiovascular. Incluye bolsa para suministro de fluidos, piel reemplazable, sellador de mangueras, agujas, un cuarto de Life/form® sangre y manual de instrucciones, en estuche rígido. No se incluye percha para administración de fluidos. Tres años de garantía. Medidas: 28" x 17" x 10" (71 x 43 x 25 cm). Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).

LF01012(EX)U

### ARTÍCULOS DISPONIBLES

#### Juego de Piel y Vena de Reemplazo\*

Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).

LF01013U

#### Juego Lubricante\*

Botellas de 2 oz (60 ml). Paquete de 6. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

LF00985U

#### Percha para Suministro de Fluidos\*

28" (71 cm) de altura, base de 5" x 8" (12 x 20 cm), varilla de acero con gancho de 5/16" (1 cm).

Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).

LF01022U

#### Juego de Administración de Fluidos\*

Incluye bolsa de fluidos con tubos y junta. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).

LF01098U

#### Sangre Venosa\*

LF00845U Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).

LF00846U Galón. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).



\*Fabricado usando un sistema de control de calidad certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.