

Life/form® Brazo Avanzado para Inyección y Venopunción

Life/form®
"Salvando Vidas
en Todo el Mundo"



Acceso Venoso Total:

- Vena Basílica
- Vena Cefálica
- Vena Digital
- V. Metacarpiana Dorsal
- Vena Basílica Mediana
- V. Cefálica Accesorio
- Amplio Sistema de Venopunción
- Muñeca y Dedos Flexibles
- Inyección Intradérmica
- Inyección Intramuscular
- V. Mediana del Antebrazo
- V. Cefálica Mediana
- V. Cubital Mediana
- Piel y Venas Reemplazables
- Vena del Pulgar



Canales Venosos Bajo la Piel

Life/form® Brazo Avanzado para Inyección y Venopunción*

Este revolucionario brazo de entrenamiento facilita un acceso venoso total para flebotomía y para terapia intravenosa (IV), además de puntos para inyecciones intradérmicas e intramusculares. Un extenso sistema vascular de 8 vías permite practicar la venopunción en las ubicaciones primarias y secundarias, incluyendo las intravenosas de inicio y la introducción de catéteres IV con dispositivo de inyección. El sistema de venas simplifica el montaje con solo una bolsa exterior de fluido que suministra simultáneamente sangre artificial a todas las venas. La superficie del dorso de la mano incluye las venas metacarpiana, digital y pulgar inyectables. En el pliegue anterior del codo están las venas cefálica, basílica mediana y cubital mediana. Los pinchazos también se pueden realizar en las venas basílica, cefálica, cefálica accesorio y en la mediana del antebrazo. Las inyecciones intramusculares pueden hacerse en el músculo deltoides y en los puntos para inyección intradérmica localizados en la parte superior del brazo. Las inyecciones intradérmicas que empleen agua destilada formarán los característicos verdugones en la piel en puntos específicos de la parte superior del brazo.

El realismo del **Life/form® Brazo Avanzado para Inyección y Venopunción** es sorprendente. Los dedos suaves, flexibles, se moldean por separado: ¡hasta las huellas digitales! La flexión de la muñeca ayuda a adquirir habilidades para manipularla. La piel reemplazable se pliega en cuanto se palpan las venas, y se percibe un "chasquido" al penetrar las venas. El proceso de moldeado de **Life/form®** reproduce detalles finos para hacer que el brazo se vea y se sienta con vida. Las válvulas de las venas pueden verse y palparse en la piel.

Las venas y pieles simuladas se pueden reemplazar para que este brazo de entrenamiento siga viéndose y funcionando como nuevo. Bajo uso normal, pueden realizarse cientos de inyecciones antes de que las venas o la piel necesiten reemplazarse. Los juegos de reemplazo total son asequibles y fáciles de usar.

Life/form® Brazo Avanzado para Inyección y Venopunción*

Incluye dos cuartos de sangre simulada, jeringa de 3 cc, jeringa de 12 cc, aguja, 2 bolsas de fluido, manual de instrucciones y estuche rígido. Tres años de garantía.

Brazo Blanco Avanzado para Inyección y Venopunción

LF01121U Cada uno. Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).

LF01121(A)U Paquete de 25. Peso de envío 605 lbs. (274.42 kg).

Brazo Negro Avanzado para Inyección y Venopunción

LF01126U Cada uno. Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).

LF01126(A)U Paquete de 25. Peso de envío 605 lbs. (274.42 kg).



Realismo
Life/form®



8 Vías de Fluido



LF01126U



LF01121U

- Retorno de Sangre Realista
- Fácil de Usar

ISO 9001
ISO 13485

*Fabricado usando un sistema de control de calidad certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.