



### Especificaciones

<b>Capacidad</b>	Hasta 300 casetes
<b>Dimensiones</b>	
Dimensiones	(AN x PRF x AL) 61 x 63 x 133 cm
Peso	165 kg
Depósitos de reactivos	13 (incluyendo desechos y limpieza)
Depósitos	2 fijos (10,8 l cada uno)
Depósitos de parafina	4
Contenedores de desechos	2 (1 de reactivos y 1 de cera de parafina)
Sistema de gestión de sistemas	3 reactivos incluyendo cera de parafina
Sensores de nivel	4 (150 casetes, 300 casetes, limpieza y llenado excesivo)
Pantalla	Pantalla táctil en color

### Procesador de infiltración por vacío Tissue-Tek® VIP® 6


Con el nuevo sistema de gestión de reactivos, Sakura fija nuevos estándares de fiabilidad, seguridad y comodidad en el procesado tradicional de tejido, con el suministro de la 6ª generación de tecnología VIP® líder del mercado.

Con el sistema de gestión de reactivos, incluyendo contenedores de 10,8 l, transferencia de reactivos y parafina, eliminación automatizada de desechos de cera de parafina, gestión de soluciones y software intuitivo, Sakura sigue superando sus expectativas con respecto a los procesadores tradicionales de tejido de última generación facilitando el uso del sistema, con mayor seguridad para el usuario y sin perjudicar la fiabilidad ni el procesado de alta calidad.

La inclusión de características sin igual en el procesador tradicional de tejido más fiable añadirá mayor valor al proceso y las operaciones de su laboratorio.

### El procesador de infiltración de vacío Tissue-Tek® VIP® 6 le ofrece:

- Un instrumento extremadamente fiable
- Un procesado tradicional de tejido sin errores
- Reducción al mínimo de la exposición a productos químicos
- Eliminación del riesgo de que los tejidos se sequen
- Comodidad sin igual para el usuario



Cód. de art.	Descripción
--------------	-------------

6030	Procesador de infiltración de vacío VIP®6 100V, 50/60 Hz
6031	Procesador de infiltración de vacío VIP®6 115V, 50/60 Hz
6032	Procesador de infiltración de vacío VIP®6 230 V, 50/60 Hz
1550	Espátula, grande
6034	Espátula, pequeña
5265	Cesta para 150 casetes con separadores y mangos
5266	Cesta para 75 casetes con separadores y mangos
5267	Cestas para 150 casetes con separadores
5268	Cestas para 75 casetes con separadores
5269	Mangos para cesta de 150 casetes (5267)
5270	Mangos para cesta de 75 casetes (5268)
6035	Botellas de reactivo, completas, 1/ EA
6036	1 juego de etiquetas para botellas, 10 cada uno
6045	1 juego de bolsas de desechos de parafina, 12 cada uno
6160	Filtro de carbón activado, 2/cs
7109	Bandeja para transporte de cestas